


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mcl1 Para Wb - Q07820

Número de artículo: CM0023569



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MCL1 humano (Mcl-1, Bcl2-L-3) para Western blot. Detecta todas las isoformas; involucrado en la regulación de la apoptosis. Inmunógeno peptídico dentro de los aminoácidos 100-200.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo MCL1
Observaciones/Alias	TM; EAT; MCL1L; MCL1S; Mcl-1; BCL2L3; MCL1-ES; bcl2-L-3; mcl1/EAT; MCL1
Especie	Humano
GeneID (humano)	4170
GeneID	4170
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de MCL1 humano (NP_068779.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q07820
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo