

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mcm10 Para Wb Y Elisa - Q7L590

Número de artículo: CM0024859

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al MCM10 humano, un factor de iniciación de la replicación del ADN. Adecuado para aplicaciones de Western Blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para estudiar el estrés de replicación y la estabilidad del genoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MCM10 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CNA43; DNA43; IMD80; PRO2249; MCM10
Especie	Humano
GeneID	55388
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 616-875 del MCM10 humano (NP_877428.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q7L590
Peso Proteico	98kDa
Envío	Bolsa de hielo