


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mcm2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49736

Número de artículo: CM0005776



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el factor de licencia de replicación del ADN MCM2, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata. Adecuado para estudiar el ciclo celular, la replicación del ADN y la oncogénesis. Materia prima confiable para IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo MCM2
Observaciones/Alias	BM28, CCNL1, CDCL1, cdc19, DFNA70, D3S3194, MITOTIN, MCM2
Especie	Humano
ID del Gen	4171
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 1-288 del MCM2 humano (NP_004517.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49736
Peso Proteico	102kDa
Envío	Bolsa de hielo