


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mcm2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49736

Número de artículo: CM0002601



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a MCM2 humano, validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de replicación del ADN y del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MCM2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	BM28; CCNL1; CDCL1; cdc19; DFNA70; D3S3194; MITOTIN; MCM2
Especie	Humano
GeneID	4171
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del MCM2 humano (P49736).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49736
Peso Proteico	102kDa
Envío	Bolsa de hielo