


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mcm2 Para Wb, Elisa - P49736

Número de artículo: CM0016309



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MCM2 humano, un factor de licenciamiento de replicación del ADN. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada hacia humano y ratón. Adecuado para estudios del ciclo celular y replicación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo MCM2
Observaciones/Alias	BM28; CCNL1; CDCL1; cdc19; DFNA70; D3S3194; MITOTIN; MCM2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4171
GeneID	4171
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 360-700 de MCM2 humano (NP_004517.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P49736
Peso Proteico	102kDa
Envío	Bolsa de hielo