


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mcm3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P25205

Número de artículo: CM0003123



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra MCM3 humano (P25205) para western blot, IHC, IF, IP y ELISA. Validado en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudios de replicación del ADN y del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MCM3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HCC5; P1.h; RLFB; P1-MCM3; MCM3
Especie	Humano
GenelD (humano)	4172
GenelD	4172
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P25205
Peso Proteico	91kDa
Envío	Bolsa de hielo