


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mcm3 Para Wb, Ip, Elisa - P25205

Número de artículo: CM0013573



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MCM3 humano. Validado para WB, IP, ELISA y reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación de replicación del ADN y el ciclo celular. UniProt: P25205.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | MCM3 pAb de Conejo                                                                                                                |
| Observaciones/Alias | HCC5; P1.h; RLFB; P1-MCM3; MCM3                                                                                                   |
| Especie             | Humano                                                                                                                            |
| GeneID (Humano)     | 4172                                                                                                                              |
| GeneID              | 4172                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-295 del MCM3 humano (NP_002379.2). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                          |
| Aplicación          | WB, IP, ELISA                                                                                                                     |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                               |
| SWISS               | P25205                                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 91kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |