


Anticuerpo Monoclonal Anti-Mcm4 Para Wb, Elisa - P33991

Número de artículo: CM0010611



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra MCM4 humano para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con MCM4 de ratón y rata. Ideal para investigación de replicación del ADN y ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo MCM4
Observaciones/Alias	NKCD; CDC21; CDC54; IMD54; NKGCD; hCdc21; P1-CDC21; MCM4
Especie	Humano
GeneID (humano)	4173
GeneID	4173
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 764-863 de MCM4 humano (P33991)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P33991
Peso Proteico	97kDa
Envío	Bolsa de hielo