


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mcm5 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P33992

Número de artículo: CM0025689



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el factor de licencia para la replicación del ADN MCM5 (CDC46). Validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Para estudios de ciclo celular y replicación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MCM5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CDC46, MGORS8, P1-CDC46, MCM5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4174
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-230 de la proteína MCM5 humana (NP_006730.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P33992
Peso molecular de la proteína	82kDa
Envío	Bolsa de hielo