


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mcm5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P33992

Número de artículo: CM0014895



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MCM5 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona con MCM5 de humano, ratón y rata. Ideal para estudios de replicación del ADN y ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	MCM5 Rabbit pAb
Notas/Alias	CDC46; MGORS8; P1-CDC46; MCM5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4174
GeneID	4174
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-230 de MCM5 humano (NP_006730.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P33992
Peso molecular de la proteína	82kDa
Envío	Bolsa de hielo