


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mcm6 (Validado Por Kd) Para Wb, Elisa - Q14566

Número de artículo: CM0002825



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-MCM6 validado por KD para WB y ELISA; detecta MCM6 humano y de ratón (Q14566), un factor clave de licencia de replicación del ADN en el complejo helicasa CMG, asegurando la replicación una vez por ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] mAb de Conejo MCM6
Observaciones/Alias	Mis5; P105MCM; MCG40308; [KO/KD Validado] MCM6
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4175
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 601-821 del MCM6 humano (NP_005906.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q14566
Peso Molecular de la Proteína	93kDa
Envío	Bolsa de hielo