


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mcm6 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q14566

Número de artículo: CM0020505



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MCM6 humano, validado para Western blot, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de replicación del ADN y el ciclo celular.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | MCM6 Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Observaciones/Alias | Mis5; P105MCM; MCG40308; MCM6                                                                                                      |
| Especie             | Humano                                                                                                                             |
| ID de Gen (Humano)  | 4175                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 562-821 del MCM6 humano (NP_005906.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                           |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                              |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                |
| SWISS               | Q14566                                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 93kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |