


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mcm7 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P33993

Número de artículo: CM0003060



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-MCM7 validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reconoce el MCM7 humano, una subunidad de la helicasa replicativa MCM2-7 esencial para la replicación del ADN. Adecuado para la investigación del ciclo celular y la replicación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo MCM7
Observaciones/Alias	MCM2; CDC47; P85MCM; P1CDC47; PNAS146; PPP1R104; P1.1-MCM3; MCM7
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4176
ID de Gen	4176
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 600-700 del MCM7 humano (P33993).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P33993
Peso Proteico	81kDa
Envío	Bolsa de hielo