


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mcoln2 (Trpml2) Para Wb Y Elisa - Q8Izk6

Número de artículo: CM0018787



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MCOLN2 (TRPML2) humano, adecuado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humanos y ratas. Útil para el estudio de la función de canales iónicos lisosomales, tráfico de membrana e inmunidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MCOLN2 Rabbit pAb
Notas / Alias	TRPML2; TRP-ML2; MCOLN2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	255231
ID del gen	255231
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 90-275 de MCOLN2 humano (NP_694991.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q8IZK6
Peso de la proteína	66kDa
Envío	Bolsa de hielo