


Anticuerpo Policlonal Anti-Mct1/Slc16A1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P53985

Número de artículo: CM0025699



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MCT1/SLC16A1 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para el estudio del transporte y metabolismo de monocarboxilatos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MCT1/SLC16A1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MCT; HHF7; MCT1; MCT1D; MCT1/SLC16A1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6566
GeneID	6566
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 190-245 de la MCT1 humana (NP_003042.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P53985
Peso Molecular	54kDa
Envío	Bolsa de hielo