

Anticuerpo Monoclonal Anti-Mcu (Validado Por Ko) Para Wb, Elisa - Q8Ne86

Número de artículo: CM0003439

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra MCU humano, validado para Western blot y ELISA. Reconoce MCU humano, de ratón y de rata (40 kDa). Adecuado para estudios sobre la captación mitocondrial de calcio y la fisiología celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] MCU Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HsMCU; C10orf42; CCDC109A; CU
Especie	Humano
GeneID (Humano)	90550
GeneID	90550
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 51-170 del MCU humano (NP_612366.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NE86
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo