

Anticuerpo Policlonal Anti-Mcu Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ne86

Número de artículo: CM0020063



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al uniportador de calcio mitocondrial humano MCU. Adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humanos, ratones y ratas. Apoya la investigación sobre la señalización de calcio mitocondrial y la bioenergética celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MCU Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HsMCU; C10orf42; CCDC109A; MCU
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	90550
ID del Gen	90550
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 51-170 de la MCU humana (NP_612366.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NE86
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo