

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mcu Para Wb Y Elisa - Q8Ne86

Número de artículo: CM0019927



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-MCU validado para WB y ELISA. Reconoce el MCU humano, de ratón y de rata, un uniportador de calcio mitocondrial que regula la producción de ATP, la señalización de calcio y las vías de muerte celular. Ideal para la investigación mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MCU Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HsMCU; C10orf42; CCDC109A; MCU
Especie	Humano
ID de Gen	90550
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante correspondiente a los aminoácidos 51-170 del MCU humano (NP_612366.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NE86
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo