


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mda5 Para Wb, Elisa - Q9Byx4

Número de artículo: CM0018852



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MDA5 humano (IFIH1), un sensor citoplasmático de ARN viral y activador de la inmunidad innata antiviral. Validado para aplicaciones de WB y ELISA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo MDA5
Observaciones/Alias	IFIH1; AGS7; Hlcd; IDDM19; MDA-5; MDA5; RLR-2; SGMRT1; interferón inducido con dominio C de helicasa 1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	64135
GeneID	64135
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9BYX4
Peso Proteico	25 kDa/117 kDa
Envío	Bolsa de hielo