

Anticuerpo Monoclonal Anti-Mdh1 Para Wb, Elisa - P40925

Número de artículo: CM0004680



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra MDH1 humano, validado para Western blot y ELISA. Detecta MDH1 endógeno en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para investigación metabólica y del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MDH1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	KAR; MDHA; MOR2; DEE88; MDH-s; EIEE88; HEL-S-32; MGC:1375; MDH1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4190
GeneID	4190
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 235-334 del MDH1 humano (P40925).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P40925
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo