

Anticuerpo Policlonal Anti-Mdh1 Para Wb Y Elisa - P40925

Número de artículo: CM0028077



Introducción

Anticuerpo policlonal recombinante humano de MDH1 (1-334 aa) validado para WB y ELISA en humano, ratón y rata. Dirige la malato deshidrogenasa citoplasmática en el shuttle malato-aspartato y el ciclo TCA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MDH1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	KAR, MDHA, MOR2, DEE88, MDH-s, EIEE88, HEL-S-32, MGC:1375, MDH1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4190
GeneID	4190
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-334 de MDH1 humano (NP_005908.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P40925
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo