

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mdh2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P40926

Número de artículo: CM0003133



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a la MDH2 humana, validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reacción cruzada con la MDH2 de ratón y rata. Ideal para investigación sobre metabolismo mitocondrial y trastornos neurológicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra MDH2
Notas/Alias	MDH; MOR1; DEE51; M-MDH; EIEE51; MGC:3559; MDH2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4191
GeneID	4191
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 50-150 de la MDH2 humana (P40926)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reacción cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P40926
Peso de la proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo