

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mdm2 Para Ihc-P Y Elisa - Q00987

Número de artículo: CM0004384



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra MDM2 humano, validado para IHC-P y ELISA. Un inmunógeno de péptido sintético se dirige a la región N-terminal (aa 101-200). Ideal para estudiar la ubiquitinación de p53 y los roles oncogénicos en el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MDM2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HDMX; LSKB; hdm2; ACTFS; MDM2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	4193
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 101-200 de la MDM2 humana (NP_001354919.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q00987
Peso de la proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo