

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mdm2 Para Wb, Elisa - Q00987

Número de artículo: CM0007415



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra MDM2 humano (HDM2), validado para WB y ELISA. Ideal para estudiar la ligasa E3 de ubiquitina en las vías de p53, apoptosis e investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo MDM2
Observaciones/Alias	HDMX; LSKB; hdm2; ACTFS; MDM2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4193
GeneID	4193
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 101-200 de MDM2 humano (NP_001354919.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q00987
Peso proteico	11kDa/14kDa/24kDa/30kDa/33kDa/35kDa/48kDa/49kDa/55kDa
Envío	Bolsa de hielo