

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mdm2 Para Wb Y Elisa - Q00987

Número de artículo: CM0016011



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MDM2 humano (HDM2), adecuado para WB y ELISA. Detecta MDM2 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudios de ubiquitinación de p53 e investigación del cáncer. - Q00987

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | MDM2 Rabbit pAb                                                                                                                      |
| Observaciones/Alias | HDMX, LSKB, hdm2, ACTFS, MDM2                                                                                                        |
| Especie             | Humano                                                                                                                               |
| GeneID (humano)     | 4193                                                                                                                                 |
| GeneID              | 4193                                                                                                                                 |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-430 de MDM2 humano (NP_001354919.1) |
| Origen              | conejo                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                             |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                            |
| Reactividad cruzada | Humano, ratón, rata                                                                                                                  |
| SWISS               | Q00987                                                                                                                               |
| Peso de la proteína | 55 kDa                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                       |