

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mdm2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q00987

Número de artículo: CM0017174



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra MDM2 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta MDM2 humano y de ratón (55kDa), una ligasa E3 de ubiquitina y regulador clave de p53, ideal para la investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MDM2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HDMX; LSKB; hdm2; ACTFS; MDM2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4193
ID del Gen	4193
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 231-330 de MDM2 humano (NP_001354919.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q00987
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo