


Anticuerpo Policlonal Anti-Me1 (Wb, Elisa) - P48163

Número de artículo: CM0027785



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ME1 humana (enzima málica dependiente de NADP). Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada en ratón y rata. Detecta una banda a ~64 kDa. Adecuado para investigación metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	ME1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MES; HUMNDME; ME1
Especie	Humana
ID de gen (humano)	4199
ID de gen	4199
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de la ME1 humana (NP_002386.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P48163
Peso de la proteína	64 kDa
Envío	Bolsa de hielo