


Anticuerpo Policlonal Anti-Me2 Para Wb, Elisa - P23368

Número de artículo: CM0025407



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la enzima málica mitocondrial dependiente de NAD humana (ME2). Validado para Western blot y ELISA, el inmunógeno corresponde a los aminoácidos 220-479. Ideal para estudiar el metabolismo mitocondrial y enfermedades relacionadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ME2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ODS1; ME2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4200
GeneID	4200
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 220-479 de la ME2 humana (NP_001161807.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P23368
Peso Proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo