


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Me3 (Nadp-Me) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16798

Número de artículo: CM0014388



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ME3 humano (enzima málica dependiente de NADP, mitocondrial). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Uniprot: Q16798.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ME3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	NADP-ME; ME3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10873
ID del Gen	10873
Inmunógeno	Proteína Recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16798
Peso Proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo