

Anticuerpo Policlonal Anti-Meaf6 Para Wb, Elisa - Q9Haf1

Número de artículo: CM0013106

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra MEAF6 (CENP-28, EAF6), adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de ratón. Objetivo de 22 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MEAF6 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	EAF6; CENP-28; C1orf149; NY-SAR-91; MEAF6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	64769
GeneID	64769
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-191 del MEAF6 humano (NP_001257804.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9HAF1
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo