


Anticuerpo Monoclonal Anti-Meckelin Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Hya8

Número de artículo: CM0003857



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Meckelina humana (TMEM67), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de ciliopatías y vía de señalización Wnt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Meckelina mAb de conejo
Notas/Alias	MKS3; JBTS6; NPHP11; TNEM67; MECKELIN; Meckelina
Especie	Humano
GeneID (humano)	91147
GeneID	91147
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 800-880 de la Meckelina humana (NP_714915.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5HYA8
Peso de la proteína	112kDa
Envío	Bolsa de hielo