

Anticuerpo Policlonal Anti-Mecp2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P51608

Número de artículo: CM0014113



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína de unión a met CpG 2 (MECP2). Detecta una banda de ~52kDa en WB. Validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la represión transcripcional y la metilación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MECP2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	RS; RTS; RTT; PPMX; MRX16; MRX79; MRXSL; AUTSX3; MRXS13; MECP2
Especie	Humano
GeneID (humano)	4204
GeneID	4204
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 387-486 del MECP2 humano (NP_004983.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51608
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo