

Anticuerpo Policlonal Anti-Mecr Para Ihc-P, Elisa - Q9Bv79

Número de artículo: CM0018946



Introducción

MECR Rabbit pAb (UniProt Q9BV79) validado para IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas. Ideal para investigar la síntesis mitocondrial de ácidos grasos, la homeostasis del hierro y los trastornos neurológicos relacionados con MECR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MECR Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ETR1; NRBF1; CGI-63; FASN2B; DYTOABG; MECR
Especie	Humana
ID del gen	51102
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 54-373 de MECR humano (NP_057095.4)
Fuente	Rabbit
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9BV79
Peso molecular de la proteína	40 kDa
Envío	Bolsa de hielo