

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mecr Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bv79

Número de artículo: CM0008276



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante contra MECR humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de síntesis de ácidos grasos mitocondriales y homeostasis del hierro.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MECR mAb de Conejo
Observaciones/Alias	ETR1; NRBF1; CGI-63; FASN2B; DYTOABG
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51102
GeneID	51102
Inmunógeno	Proteína Recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 54-373 del MECR humano (NP_057095.4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BV79
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo