

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Med1 Para Wb, Elisa - Q15648

Número de artículo: CM0022941



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra MED1 humano (subunidad 1 del complejo Mediador). Validado para WB y ELISA. Adecuado para el estudio de la coactivación de la transcripción de la ARN polimerasa II y las vías de señalización de los receptores nucleares. Presenta reactividad cruzada con humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MED1 Rabbit pAb
Observaciones/alias	PBP; CRSP1; RB18A; TRIP2; PPARBP; CRSP200; DRIP205; DRIP230; PPARGBP; TRAP220; MED1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	5469
ID del gen	5469
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de MED1 humano (NP_004765.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q15648
Peso de la proteína	168 kDa
Envío	Bolsa de hielo