

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Med15 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Rn5

Número de artículo: CM0019672



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MED15 humano (ARC105), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta MED15 humano, de ratón y de rata (~87 kDa). Ideal para la investigación de la regulación transcripcional y el complejo Mediador.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | MED15 Rabbit pAb                                                                                                       |
| Observaciones/Alias | TIG1; CAG7A; CTG7A; PCQAP; TIG-1; TNRC7; ARC105; MED15                                                                 |
| Especie             | Humano                                                                                                                 |
| ID de Gen (Humano)  | 51586                                                                                                                  |
| ID de Gen           | 51586                                                                                                                  |
| Inmunógeno          | Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del MED15 humano (NP_001003891.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                 |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                               |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                      |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                    |
| SWISS               | Q96RN5                                                                                                                 |
| Peso Proteico       | 87kDa                                                                                                                  |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                         |