

Anticuerpo Policlonal Anti-Med17 Para Wb, Elisa - Q9Nvc6

Número de artículo: CM0029515



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MED17, adecuado para WB y ELISA. Validado para muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para el estudio del complejo Mediador y la transcripción por ARN polimerasa II.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MED17 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SRB4; CRSP6; CRSP77; DRIP80; TRAP80; MED17
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9440
GeneID	9440
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 250-460 de MED17 humano (NP_004259.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NVC6
Peso Molecular	73kDa
Envío	Bolsa de hielo