

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Med18 Para Wb, Elisa - Q9Bue0

Número de artículo: CM0014543



### Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo contra MED18 está validado para WB y ELISA, y detecta MED18 humano y de ratón, una subunidad del complejo Mediator esencial para la transcripción por la ARN polimerasa II. Ideal para estudiar la regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                    |
|---------------------|--------------------------|
| Nombre del producto | MED18 Rabbit pAb         |
| Observaciones/Alias | SRB5; p28b; MED18        |
| Especie             | Humano                   |
| GenelD (humano)     | 54797                    |
| GenelD              | 54797                    |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante    |
| Fuente              | Conejo                   |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales |
| Aplicación          | WB, ELISA                |
| Reactividad cruzada | Humano, ratón            |
| SWISS               | Q9BUE0                   |
| Peso de la proteína | 24 kDa                   |
| Envío               | Bolsa de hielo           |