

Anticuerpo Policlonal Anti-Med21 Para Wb, Elisa - Q13503

Número de artículo: CM0014606



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MED21 humano (SRB7), validado para Western blot y ELISA. Subunidad del complejo mediador implicada en la regulación de la transcripción de la ARN polimerasa II. Adecuado para muestras humanas y de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MED21 Conejo pAb
Observaciones/Alias	SRB7; SURB7; hSrb7; MED21
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9412
ID de Gen	9412
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-144 de MED21 humano (NP_004255.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13503
Peso Molecular	16kDa
Envío	Bolsa de hielo