

Anticuerpo Policlonal Anti-Med24 Para Wb Y Elisa - 075448

Número de artículo: CM0030053



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-MED24 validado para Western Blot (WB) y ELISA. Detecta MED24 humano, de ratón y de rata, una subunidad del complejo Mediador de 110 kDa. Ideal para investigación sobre regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MED24 Rabbit pAb
Notas / Alias	MED5; CRSP4; ARC100; THRAP4; CRSP100; DRIP100; TRAP100; MED24
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	9862
ID de gen	9862
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-160 de MED24 humano (NP_055630.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75448
Peso de la proteína	110 kDa
Envío	Bolsa de hielo