

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Med4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Npj6

Número de artículo: CM0002266



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo MED4, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconoce MED4 humano, ratón y rata, una subunidad del complejo Mediador implicada en la transcripción de la ARN polimerasa II. Ideal para la investigación de regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo MED4
Observaciones/Alias	ARC36, VDRIP, DRIP36, TRAP36, HSPC126, MED4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	29079
GeneID	29079
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 150-250 del MED4 humano (Q9NPJ6)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NPJ6
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo