

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Med6 Para Wb Y Elisa - 075586

Número de artículo: CM0030395



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo (pAb) MED6 validado para WB y ELISA. Detecta la subunidad 6 del Mediador humano (28kDa). Ideal para la investigación de transcripción y estudios del complejo del Mediador.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MED6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ARC33; NY-REN-28; MED6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10001
GeneID	10001
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-246 del MED6 humano (NP_005457.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	075586
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo