

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Med7 Para Wb Y Elisa - O43513

Número de artículo: CM0022673



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo MED7 validado para WB y ELISA, que reconoce MED7 humano y de ratón. MED7 es una subunidad del complejo Mediador crucial para la transcripción de la ARN polimerasa II, lo que lo hace ideal para estudios de regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-MED7
Observaciones/alias	ARC34; CRSP9; CRSP33; MED7
Especie	Humano
GeneID (humano)	9443
GeneID	9443
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-233 de MED7 humano (NP_004261.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	O43513
Peso de la proteína	27 kDa
Envío	Bolsa de hielo