

Anticuerpo Policlonal Anti-Mef2A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02078

Número de artículo: CM0017159



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MEF2A humano. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de desarrollo muscular y regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MEF2A Conejo pAb
Observaciones/Alias	mef2; ADCAD1; RSRFC4; RSRFC9; MEF2A
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4205
ID del Gen	4205
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de MEF2A humano (NP_001124400.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02078
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo