

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mef2C Para Wb, If, Ihc, Elisa - Q06413

Número de artículo: CM0016085

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo MEF2C validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de desarrollo muscular, neurobiología y regulación de la transcripción. SWISS: Q06413.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MEF2C Rabbit pAb
Notas / Alias	NEDHSIL; DEL5q14.3; C5DELq14.3; MEF2C
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4208
GeneID	4208
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 170-380 de la proteína MEF2C humana (NP_002388.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q06413
Peso molecular de la proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo