


Anticuerpo Policlonal Anti-Mef2D Para Wb, Ihc, Elisa - Q14814

Número de artículo: CM0019142



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MEF2D humano (56 kDa), validado para WB, IHC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de la regulación transcripcional en el desarrollo muscular y neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MEF2D Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MEF2D
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4209
GeneID	4209
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 431-521 de MEF2D humano (NP_005911.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policloniales
Aplicación	WB, IHC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14814
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo