


Anticuerpo Monoclonal Anti-Megalina/Lrp2 Para Wb, If, Ihc, Fc Y Elisa - P98164

Número de artículo: CM0006333



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra la región C-terminal de la Megalina/LRP2 humana. Validado para WB, IF-P, IHC-P, FC (intra) y ELISA. Detecta LRP2 humana, de ratón y de rata (~522 kDa), un receptor endocítico multiligando esencial para la reabsorción renal, el desarrollo neuronal y el metabolismo de las lipoproteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Megalina/LRP2
Observaciones/Sinónimo	DBS; GP330; LRP-2; Megalina/LRP2
Especie	Humana
GeneID (humano)	4036
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 4446-4655 de la Megalina/LRP2 humana (NP_004516.2).
Fuente	Con éjo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, FC (intra), ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	P98164
Peso de la proteína	522 kDa
Envío	Bolsa de hielo