

Anticuerpo Monoclonal Anti-Meis2 Para Wb, Elisa - O14770

Número de artículo: CM0008105



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra MEIS2 humano, validado para Western blot y ELISA. Detecta MEIS2 humano y de ratón. Ideal para estudios de regulación de la transcripción y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ME mAb de Conejo MEIS2
Observaciones/Alias	MRG1; CPCMR; HsT18361; MEIS2
Especie	Humano
GeneID (humano)	4212
GeneID	4212
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del MEIS2 humano (O14770).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O14770
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo