

Anticuerpo Policlonal Anti-Meis2 Para Wb, Elisa - O14770

Número de artículo: CM0026378



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-MEIS2 validado para WB y ELISA con reactividad cruzada frente a ratón y rata. Adecuado para investigaciones sobre regulación transcripcional y biología del desarrollo. Inmunógeno de proteína recombinante.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MEIS2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MRG1; CPCMR; HsT18361; MEIS2
Especie	Humano
ID del gen	4212
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 351-470 de la MEIS2 humana (NP_733776.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O14770
Peso molecular de la proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo