

Anticuerpo Policlonal Anti-Meis3 Para Western Blot Y Elisa - Q99687

Número de artículo: CM0020173

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra MEIS3 humano, validado para Western blot y ELISA. Adecuado para investigación sobre regulación transcripcional, supervivencia de células beta pancreáticas y localización nuclear. Reacciona con humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	MEIS3 Rabbit pAb
Notas / Alias	MRG2; MEIS3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	56917
ID del Gen	56917
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 325-375 de MEIS3 humano (NP_001287988.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99687
Peso de la Proteína	41kDa
Envío	Bolsa de hielo